

Clearway 2

Atemwegs Clearance - neu gedacht



Clearway 2

Atemwegs Clearance - neu gedacht

BREAS

Der Clearway 2 ist ein druckkontrollierter, mechanischer Hustenassistent der neuesten Generation. Ausgestattet mit modernster Technologie unterstützt der Clearway 2 effektiv die Mobilisation und den Abtransport von Bronchialsekret. Die TreatRepeat-Funktion erlaubt den Therapeuten unterschiedlich viele In- und Exsufflationen auszulösen und die jeweils letzte Behandlung auf dem Gerät zu speichern. Später kann sie zur genaueren und schnelleren Titration wiederholt werden.

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

- Einzigartiges Feature: TreatRepeat®-Funktion
- Touchscreen Bedienfeld
- Fernbedienung mit Start-/Stopp-Funktion (optional)
- Interner Akku (optional)

VIELSEITIGE MODI-OPTIONEN

- Programmierbare, automatische Modi
- Benutzerdefinierbarer IPPB-Modus
- Manueller Modus

PATIENTENCOMPLIANCE UND SYNCHRONITÄT

- TreatRepeat®-Funktion zur genaueren und schnelleren Titration
- iTrigger® – innovative Triggertechnologie
- Synchrony Beep® zur Unterstützung der Synchronität zwischen Anwender und Gerät

Verfügbare Schlauchsysteme



Schlauchsystem mit
Bakterienfilter
Artikel- Nr.: 22010.101



NIV/ IPPB - Leckage-
Schlauchsystem
Artikel- Nr.: 22010.102

Erste Schritte: IPPB

Durchfluss auf 60l/min (Mittelwert)



Starten des Drucks bei 10 - 15 cmH2O



Einstellen des Plateaus auf 1 Sekunde. Wenn ein längerer Atemhub benötigt wird, diesen Zeitraum verlängern



Einstellen des Triggers auf 5 (Wenn ein Kind behandelt wird, ist eine empfindlichere Einstellung voraussichtlich indiziert).

Mehr Infos - Persönliche Beratung?

Ihr zuständiger Vertriebsmitarbeiter und unser Kundenservice gibt Ihnen gerne Auskünfte und nimmt Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.

VIVISOL Kundenservice Wien · Tel +43 1 524 62 83 - 702

VIVISOL Heimbehandlungsgeräte Ges.m.b.H.

Richard Strauss-Straße 10
1230 Wien - Austria
t +43 1 524 62 83
f +43 1 524 16 42
e office@vivisol.at
www.vivisol.at

Clearway 2

Atemwegs Clearance - neu gedacht

Einstellungen / Leistung

| | |
|-----------------------|--|
| Modi | Manuell, Basic Auto, Programmierbarer Modus, IPPB, NIV |
| Gerätemodi | Heim, Klinik |
| Profile | 4 einstellbare Profile |
| Insufflationsdruck | 3 bis 70 mbar |
| Exsufflationsdruck | -3 bis -70 mbar |
| Insufflationszeit | 0,5 bis 5 Sekunden |
| Exsufflationszeit | 0,5 bis 5 Sekunden |
| Pause | 0,5 bis 5 Sekunden |
| Flow-Optionen (MI-E) | 1-10 (10-100 % der Ti max. 4 Sekunden) |
| Flow (IPPB) | 20 l/min bis 120 l/min |
| Inspirationstrigger | Aus oder 1 bis 10 |
| Oszillationsfrequenz | Insufflation und/oder Exsufflation, Aus – 1 – 20 Hz |
| Oszillationsamplitude | 1 bis 10 mbar |

Monitoring

| | |
|---|---|
| Angezeigte Daten | Husten Peak Flow, Insufflationsvolumen, Druck, Flow (Druckanstiegsgeschwindigkeit), Anzahl der Anwendungen, Durchschnittliche Dauer der Anwendung |
| Kurven | Druck |
| Trend und statistische Daten über PC-Software | Husten Peak Flow, Insufflationsvolumen, Nutzung |

Abmessungen

| | |
|--|--|
| B x H x T | 285 x 285 x 195mm |
| Gewicht | 3,85 kg |
| Geräuschpegel (bei 10 mbar konstantem Druck) | bei 70 mbar im manuellen Modus weniger als 74 dB (A) |

NIPPY und Clearway sind Markenzeichen von Breas Medical Ltd. © 2020 Breas Medical - Alle Rechte vorbehalten. Breas Medical behält sich vor, Angaben der hier enthaltenen Spezifikationen und Produktmerkmale zu ändern oder das beschriebene Produkt jederzeit unangekündigt oder unverbindlich aus dem Sortiment zu nehmen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Breas- Fachhändler. Breas und das Breas- Logo sind Markenzeichen von Breas Medical AB. COR- SAL- MAR- 000412- Rev1

Mehr Infos - Persönliche Beratung?

Ihr zuständiger Vertriebsmitarbeiter und unser Kundenservice gibt Ihnen gerne Auskünfte und nimmt Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.

VIVISOL Kundenservice Wien · Tel +43 1 524 62 83 - 702